


TENDON REPAIR

HS 530 - LPPR 8112402



- USP 5 / EP 7
- Fil Ø 0.7
- Longueur : 90 cm
- Couleur : blanc & vert
- Aiguilles 1/2c 26 mm et 1/2c 48 mm
- Sutures non resorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles

GENOUX / CHEVILLE / HANCHE



Très grande facilité
de serrage



UTILISATIONS

- Renfort et ré insertion ligamentaire, tendineux
- Suture et ancrage idéal sur genoux hanche et cheville


Télécharger le certificat CE



SHOULDER REPAIR FIBER TAPE

HS 1071 - LPPR 8112419

- USP 2 (EP 5) de 0.50mm - 0.599mm
- Ruban plat de 0.50 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu cobalt
- Aiguilles : 1/2 26 mm et 3/8 40 mm
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles



ÉPAULE



Suture de renfort sous forme de ruban plat

Permet une surface d'appui plus importante tout en limitant les risques de cisaillement.

LE FIL DE RÉFÉRENCE
POUR LA CHIRURGIE
DE L'ÉPAULE



UTILISATIONS


- Renfort ligamentaire
- Ancrage tendineux
- Reconstruction
- Rapprochement des tissus

Télécharger le certificat CE



SHOULDER AND ANKLE REPAIR FIBER TAPE

HS 1072 - LPPR 8112419



- USP 2 (EP 5) de 0.50mm - 0.599mm
- Ruban plat de 0.50 mm
- Longueur: 100 cm
- Couleur : bleu & blanc
- Aiguilles : 1/2 26 mm et 3/8 40 mm
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles

ÉPAULE / CHEVILLE



Suture de renfort sous forme de ruban plat

Permet une surface d'appui plus importante tout en limitant les risques de cisaillement.

Fil bi colore pour une meilleure visibilité sous arthroscopie.

UTILISATIONS

- Renfort ligamentaire
- Ancrage tendineux
- Reconstruction
- Rapprochement des tissus

Télécharger le certificat CE





Télécharger le certificat CE



www.ortho-cape.com

IBAN FR76 1027 8022 0000 0210 4320 276 - BIC CMCIFR2A

N°TVA - FR 61 890810542

SIREt 890 810 542 00013 - APE 4646Z